

2022 – Evaluations Externes de Qualité

ATB par diffusion

(référence AGLAE '118')

La qualité des résultats de l'antibiogramme conditionne la qualité du traitement administré au patient. Pour répondre à cette exigence et dans le but de contrôler chacune des techniques de détermination de la sensibilité aux antibiotiques (REMIC), AGLAE vous propose une EEQ adaptée à une méthode de routine : l'antibiogramme par diffusion en gélose.

En complément du contrôle qualité interne, cette EEQ vous permettra de valider plusieurs composantes :

- l'interprétation des diamètres mesurés,
- la concordance de la catégorisation brute et du diamètre mesuré,
- la mesure du diamètre d'inhibition pour chacun des antibiotiques (évaluée sous forme de z-scores),
- le personnel ou d'autres méthodes 'back-up' pour vérifier qu'aucun biais systématique ne s'installe.

Descriptif de l'EEQ



- Réception d'un tube de 10 mL d'un liquide biologique contaminé par une souche identifiée, accompagné d'un scénario clinique
- Isolement, préparation de l'inoculum et réalisation d'un antibiogramme :
Pour chaque antibiotique testé : mesure des diamètres d'inhibition, report de la catégorisation clinique brute et interprétée
- Possibilité de réaliser jusqu'à 5 analyses supplémentaires (mesure des diamètres)

Informations pratiques

Dates à retenir

- Clôture des inscriptions : **25/05/2022**
- Envoi des échantillons : 14/06/2022
- Saisie des résultats d'analyse : jusqu'au 05/07/2022
- 1^{er} retour sur vos résultats : 08/07/2022

Coût

- Offre de lancement de **130 € HT**
- Facturation des frais de transport en sus pour les laboratoires hors France métropolitaine

Modalités d'inscription

- Adhérents AGLAE : envoyez simplement un bon de commande (*par fax ou email*)
- Non adhérents : contactez-nous
- Essai susceptible d'être annulé si moins de 10 participants

Pour toute question, contactez-nous : contact@association-aglae.fr / + 33 (0)3 20 16 91 40