

## PROGRAMME 118A : ANTIBIOGRAMME PAR DIFFUSION – METHODE DE GRADIENT (BANDETTES POUR CMI)

*Mesures des CMI et report des catégorisations cliniques brutes et interprétées pour chaque antibiotique testé*

**124 € HT** - montant total pour 1 essai (frais de transport non inclus)

Nouveau

Nouveauté 2023

Paramètres à analyser	Tube		Nombre de mesures par paramètre et par tube
	Volume	Nombre	
<b>23M118A.1 – envoi en septembre 2023 - Colis réfrigéré</b>			
Antibiotiques : Concentrations Minimales Inhibitrices (CMI) et catégorisations cliniques brutes et interprétées	10 mL	1	1

### PARTICULARITES

Réception d'une solution neutre contaminée par une souche identifiée, accompagné d'un scénario clinique. Isolement, préparation de l'inoculum et réalisation d'un antibiogramme par dépôt de bandelettes pour CMI.

Pour chaque antibiotique testé : lecture des CMI, report de la catégorisation clinique brute et interprétée.

Evaluation de plusieurs techniciens : report des résultats référents et jusqu'à 5 résultats supplémentaires (mesure des diamètres).

☞ Retrouvez l'antibiogramme par diffusion – méthode des disques : programme 118.

### Période raisonnable pour le début de traitement de l'échantillon (PRDT) : période durant laquelle la qualité des matériaux est optimale (en nombre de jours)

Antibiotiques : CMI et catégorisations cliniques brutes et interprétées	J <sub>0</sub> +1
---	-------------------

J<sub>0</sub> : Jour d'envoi des échantillons à l'ensemble des participants (pour la plupart des essais, il s'agit d'un mardi)